


5つの特徴

翼状針 を使用した採血ホルダー一体型の翼状針を使用し、採血合併症のリスクを軽減します。翼状針は「痛みが少ない」「神経損傷などのトラブル」が起こりにくいのがメリットです。



徹底 したスタンダードプリコーションの実施と安全な採血体制

- ① JCCLS「標準採血法ガイドライン」を遵守しています。
- ② 採血手袋は使い捨てで、ラテックスフリーを使用しています。
- ③ 採血後の内出血を防ぐため、使い捨ての圧縮包帯を使用しています。
- ④ 電動昇降台を使用し、受診者様の体型に合わせて採血台を調整します。
- ⑤ 回復室を隣接し急激な体調不良に備えています。また採血やワクチン接種時に迷走神経反射を起こす可能性がある方は、回復室にて行います。

検査機器 をネットワークで結び一元管理採血管自動準備装置（BCロボ）をネットワークで結び、そこから検査内容に応じた採血管を排出し準備します。

臨床検査室 の併設

- ① 施設内に臨床検査室を併設することにより、人間ドック受診の方は、診察時に本日の結果について、お伝え出来る範囲で説明いたします。
- ② 特定保健指導の初回面談は、当日の検査結果をもとに行います。
- ③ 胃内視鏡検査でピロリ菌感染が疑われた場合、本日採取した血液にてピロリ抗体検査を行い、ご希望の方に除菌処方いたします。


ワクチン の接種も健康診断とご一緒に行えます。接種可能なワクチンの種類はお問い合わせください。

採血

Blood Test

安全安心な採血を心がけています。

当施設では、看護師、臨床検査技師が担当し、十分な知識と技術に基づいて採血を実施しています。



検査について

受診者	00001	テスト1シンヤイ	30 歳 男	転送 取消 中止 保留 後日
空腹/随時		採血訴え	なし	
食後時間		訴え詳細		
備考1		採血種類	4	
備考2		種類詳細		
備考3		握力	現在 過去	
未 ワクチン		利き腕		
ワクチン種類		右		
		左		
		本人確認		

採血管準備装置から検査内容により必要な採血管が自動で排出されます。

「アルコール禁止」「気分不良者」「凝集」など特記事項を登録することができます。

採血時の痛みや痺れ、迷走神経反射など採血合併症の有無を確認し登録します。

「ワクチン種類」ボタンをタッチすると、本日接種予定のワクチンが表示されます。

